

ضد بنرألل ةلېسننل ايداحاً داضم - Cd45 J- Wb، Ihc-P، Elisa - P08575

مقرر: CM0005809



ةمدقم

CD45 (PTPRC) ضد بنرألل ةلېسننل ايداحاً داضم ELISA، و IHC-P، WB، ةتحص نم ققحتل مت ينيزوري تل ني توربل زاتافسوف فدهتسي يرورض وه، يرشبل C لبقتسملا عون نم تايركللة فيطوو ةيئاتل ايلخل طيشنتل ماروالاو ةعانملا ملع ثاحبال بسانم. ضيبل

ديزمل فرعا

راي عملا	همي قل
جت نملا مسا	CD45 Rabbit mAb
راع تسم مس/اتاطحال م	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
عونلا	ناسنإ
نيجلا فرعم	5788
نيجلا فرعم	5788
دضتسملا	NP_002829.3) يرشبل CD45 نم 194-390 ةينمألا ضامألا عم قفاوتي لسلسل ةلعي يوتحي بيكرتل داغم يجامدن ني تورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسننل ايداحاً داضم
قيبطتلا	WB, IHC-P, ELISA
عطاقم لعاقتلا	ناسنإ
SWISS	P08575
نيتوربل نزو	147kDa
نحشلا	جلت سيك