

J- Cd45 J- Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P08575

CM0016545: رصنع ال مقرر



ةمدقم

CD45 دض ةلېسننلا ددعت م بنراً داض م سرج
WB, IP, LCA, B220, LY5) يرشبل
IF/ICC, IF-P, ELISA؛ لعافت ي
اخالل طيشنت ثاحبأل يلاثم. ذرل او
ناطرسل او، ةعانمل، ةيئاتل

ديزمل فرعا

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جتنم الم س	CD45 (pAb) ةلېسننلا ددعت م بنراً م سرج
رخأ ءاسم/اتاطحال م	LCA: LY5: B220: CD45: L-CA: T200: CD45R: GP180: IMD105
عون ال	يرشب
م (يرشب) نجل ال فرعم	5788
يعانم الم دلوم ال	(NP_002829.3) يرشبل ال CD45 م 611-730 ةنيمة الم اضاألل قباطم لسلست يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	بنراً
ةفلا	ةلېسننلا ددعت م داض م اسجأ
قبطت ال	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
عطاقم ال لعافت ال	ذرل، رافل، ناسنل
SWISS	P08575
نيتوربلل يئزجل نزل	نوتلاد وليك 147
نحش ال	جلت سيك