

Anti-Cd45 Polymab® ملمة لى سننلا ديحو بنرا داضم مسج Wb و If-P و Ihc-P و Elisa - P08575 / P06800 رصن عل مقر: CM0011088



ةمدقم

بنرا داضم مسج وه CD45 Rabbit PolymAb® دضتسم فدهتسي ملمة لى سننلا ديحو (P08575/P06800). يرأفلاو يرشبلا CD45 WB، IF-P، IHC-P، ELISA، تاي ركل ايجولويب ثاحبأ معديو و. يعانملا صيخشتللاو اءاضيلا

ديزملا فرع

ةمدقم	ةمقلا
جتنملا مسا	CD45 Rabbit PolymAb®
ةليدب ءامسا / تاطحالم	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
عونلا	يرأف / يرشب
يرشب) نيجلا فرعم	5788
يرأف) نيجلا فرعم	19264
يعانملا دضتسملا	يرأفلا/يرشبلا CD45 دضتسملا
ردصملا	بنرا
ةفلا	ةليسننلا ديحو ءاضملا ماسجالا
تاقيبطتلا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
لدابتلا لعافتلا	يرأف، يرشب
زمر SWISS	P08575/P06800
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 180-240
نحشلا	جلت سيك