

Elisa - Q61735 و Wb- JJB بنرأل نم لئاسنل ددعتم Cd47 داضم رمصنعل مقرر: CM0022949

ةمدقم

CD47 دض بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
،نيرجيتنإلاب طبترم لنيتوربل (يرأفل
Western blot ل هتجالص نم ققحتل مت (IAP).
بسانم .ذرجل عم آبلاصتم لعافتو ؛ELISA و
ةيعوأل نوكتو ،يعانم لميظنتل تاساردل
ةيعوأل ةيبلقلل تاراشإلو ،ةيومدل

ديزمل فرعا

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	CD47 Rabbit pAb
راعتسم مس/تاطحال م	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik; CD47
عاونال	رأف
GeneID (يرشبلا)	961
GeneID	16423
دضتسملا	(NP_034711.1) يرأفل CD47 نم 135-19 ةينمأل ضامحال عم قفاوتي لسلسلست ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيورب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعتم دادصأ
قيبطتل	WB, ELISA
بللاصتم لعافتلا	دج ،رأف
SWISS	Q61735
نيتوربل نزو	33kDa
نحشلا	جلت سيك