

قفدتل Cd50 (Icam-3) ل داضم ةل س ن ل ا ي د ا ح أ داضم م س ج ا ي ا ل خ ل - P32942

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0010846



ة م د ق م

ق ف ا ر ت م ب ن ر أ ل ن م ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ داضم م س ج
ا ي ا ل خ ل ق ف د ت ل ي ر ش ب ل ا (ICAM-3) CD50 د ض ع م
ب س ا ن م . ة ي ر ش ب ت ا ن ي ع ل ه ن م ق ق ح ت م
ا ي ا ل خ ل ق ا ص ت ل ت ا س ا ر د و ي ع ا ن م ل ا ط ي م ن ت ل ل

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	Rabbit anti-Human CD50(ICAM-3) mAb
ر ا ع ت س م ل ا م س ا ل ا / ت ا ط ا ح ا ل م ل ا	CD50: CDW50: ICAM-R
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ي ج ل ا ف ر ع م	3385
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	CD50(ICAM-3) ي ر ش ب ل ا (NP_002153.2) ن م 30-114 ة ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ل ب ا ق ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا غ م ي ح ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ة ي د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ي ر ش ب
SWISS	P32942
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 60
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك