

(يلخاد) Cd68 J- Wb, If-P, Fc دض بنرألل ةليسنل يداأ داضم Elisa - P34810

رصنع ال مقرر: CM0003685

ةمدقم

دض بنرألل هبيكرت داعم ةليسنل يداأ داضم
CD68 م ت (macrosialin, GP110) يرشبل
و (يلخاد) WB, IF-P, FC ل هتيحالص نم ققحتل
ELISA. ذرأو، رافاو، ناسنإل عم لعافت.

ديزمل الفرع

لماعل	ةمقيل
جتنم ال مسأ	CD68 Rabbit mAb
ةراعتسم ءامسأ/اتاطحال م	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
عونل	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	968
GeneID	968
دصتسم ال	CD68 (NP_001242.2) يرشبل 100-200 م ةنيأل صامأل لخد لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتب
ردصم ال	بنرأ
ةئفلا	ةليسنل يداأ داضم
قبيطتل	WB, IF-P, FC (يلخاد), ELISA
عطاقتم ال لعافتل	ذرأ، راف، ناسنإ
SWISS	P34810
نيتوربل نزو	37kDa
نحشل	جلت سيك