

ج- Cd68 ج- Wb، If/Icc، Elisa - P34810

رقم المنتج: CM0025441

مقدمة

يُرشب الـ CD68 ضد دوجاليلاع بنراً داضم مسج (GP110، LAMP4، SCARD1) ج- Western blot،
نم ققحتل مت. ELISA، و،ةقلأتملةعانملاو
ذرجلاو رأفللاو ناسنإلا عم لعافتلل هتيلاعف
ماروأللاو ةريبكلا تاعالابل تاساردل بسانم

ديزمل فرع

راي عملا	ةمقلا
جتنملا مس	CD68 (pAb) ةليسنلا ددعتم بنراً داضم مسج
رخاءامس/اتاطحال م	GP110؛ LAMP4؛ SCARD1؛ CD68
فدهتسملا يجل نئاكلا	ناسنإلا
يرشبلا) يجل فرعم	968
يعانملا دضتسملا	NP_001242.2) يرشبلا CD68 نم 100-200 ةنيمةألا ضامألا نمض لسلسل قباطم يعانطضا ديتبب
ردصملا	بنرألا
ةفلا	ةليسنلا ددعتم ةداضم ماسجأ
قبطتلا	WB، IF/ICC، ELISA
عطاقملا لغافتلا	ذرجلا، رأفلا، ناسنإلا
SWISS	P34810
نيتوربلل يئيزجلا نزولا	نوتلاد وليك 37
نحشلا	جلت سيك