

و Cd68 J-L Wb دض ةيبنرأل تالالسل ددعت م داض م سح If/Icc و Elisa - P34810

رصنع ال مقرر: CM0015335

ةمدقم

دض بنارأل نم تالالسل ددعت م داض م سح
تاماخذتسال هتيحالص نم ققحتال مت (macrosialin, GP110, LAMP4).
تانيعلال عم لعافت ي. ELISA و IF/ICC و WB
تاسار دل يلاثم. ةيذجلالو ةيرأفالو ةيرشبال
ةيلخالل تامي سجالو معالبل ايجولويب
ةيموسوزيلالو.

ديزمالا فرع

لماعلال	ةمقوال
جت نملال مسا	CD68 Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
عونال	يرشب
م (رشب لل) نجلال فرعم	968
نجلال فرعم	968
يعانمالم دصتسمال	يرشببال CD68 ني تورب نم 200 لىل 16 نم ةينيما ضامأ لسلست لىل عيوتحي طلتؤم يجامدنا ني تورب (NP_001242.2)
ردصمال	بنرأ
ةئفال	تالالسل ةدعت م داضمال ماسجالا
تاقيبطتال	WB, IF/ICC, ELISA
لدابتال لعافتال	ذج، رأف، رشب
زمر SWISS	P34810
ني توربال نزو	نوتالاد وليك 37
نحشلال ةقيرط	جلت سيك