


ل ب ق ت س م / Cd71 - ل داضم الة ل س ن ال ي د ا ح أ داضم ال م س ج ال Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - ف م ا د خ ت س ال ل ن ي ر ي ف س ن ا ر ت ال P02786

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0006695



ة م د ق م

د م ت ع م ب ن ا ر أ ة ل س ن ال ي د ا ح أ داضم م س ج
ل ب ق ت س م دض KO ن ي ج ال ق ي ق د ت ال ق ي ر ط ب
CD71/Transferrin ر ش ب ل ن ي ر ي ف س ن ا ر ت ال
Receptor (TfR1)، ف م ا د خ ت س ال ل ب س ا ن م ،
WB، IHC-P، IF/ICC، و ELISA. ب ا ل ق ت س ا ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م
إ ل إ ت ا س و ر ي ف ال ل و خ د و ، م ا ر و أ ال م ل ع ، د ي د ح ال
ا ي ا ل خ ال .

د ي ز م ال ف ر ع ا

ة م ل ع م ال	ة م ي ق ال
ج ت ن م ال م س ا	ب ن ا ر أ الة ل س ن ال ي د ا ح أ داضم ال م س ج ال ن ي ر ي ف س ن ا ر ت ال ل ب ق ت س م / CD71 [KO د م ت ع م]
ء ا م س أ / ت ا ط ا ح ال م ة ل ي د ب	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
ع و ن ال	ر ش ب
ن ج ال ف ر ع م (ر ش ب ال)	7037
ن ج ال ف ر ع م	7037
ي ع ا ن م ا دض ت س م ال	CD71/Transferrin ر ش ب ل ن ي ر ي ف س ن ا ر ت ال ل ب ق ت س م م ن 250 إ ل 100 م ن ة ن ي ن م ا ل ا ض ا ح أ ل ل ب ا ق ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب Receptor (NP_003225.2)
ر د ص م ال	ب ن ر أ
ا ف ا ل	ة ل س ن ال ي د ا ح أ ة د ا ض م ال م ا س ج ال ا
ق ي ب ط ت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ي ل د ا ب ت ال ل ع ا ف ت ال	ر ش ب
SWISS	P02786
ن و ت و ر ب ال ن ز و	ن و ت ا د و ل ي ك 85
ن ح ش ال	ج ل ت س ي ك