

Anti-Cd74 Rabbit Polymab® - P04233-2 / P04441-2

رقم المنتج: CM0012593

معلومات

نمعة صلتستسمة لسي سننلة ةداحة ةداضم ماسجأ
يرشب ال CD74 فدهتستت واهبي كرت داغم بنرأ
نم ققحت ال م ت. (ةتباتل ةلسلسل) يرأفل او
تولب نرتسي ول تامادختسال اهتجالص
ةعانمل او، ةرشابمل ةيولخل ةعانمل او
نم لك عم لعافتت. ELISA. ةينقت و، ةيجيسنل
P04233-2 / P04441-2. p33 و p35 لأكشأ

ديزمل فرعا

راي عم ال	ةمي قل
جت نمل م سا	CD74 Rabbit PolymAb®
ةلي دب ءامسأ/تاطحال م	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
عاونال	رأف/ناسن
(ناسن) نجي الفرع	972
(رأف) نجي الفرع	16149
دصتسم ال	NP_004346.1) يرشب ال CD74 نم 73-232 ةينمأل صامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرت ال داغم يحامدن نيوترب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةلسننل ةداحة ةداضم ماسجأ
قيبطت ال	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
عطاقت ال لعافت ال	رأف، ناسن
SWISS	P04233-2/P04441-2
نيتوربل نزو	24kDa/26kDa
نحش ال	جلت سيك