

ق ف د ت ل Cd80/B7-1 ج داضم ال ة ل س ن ال ي د ا ح ا داضم م س ج P33681 - ا ي ا ل خ ل ا

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0009534



ة م د ق م

ط ب ت ر م ب ن ر أ ل ن م ة ل س ن ال ي د ا ح ا داضم م س ج
ق ق ح ت ل م ت ، ي ر ش ب ال CD80/B7-1 ف د ه ت س ي - ب
ت ا س ا ر د ل ي ل ا ث م . ا ي ا ل خ ل ا ق ف د ت ل ه ت ح ص ن م
ش ي ت ف ت ل ط ا ق ن و ، ة ئ ا ت ل ا ي ا ل خ ل ا ط ي ش ن ت
م ل ع ث ا ح ب أ ي ف ك ر ت ش م ل ه ي ب ن ت ل و ، ي ع ا ن م ل ا
ة ع ا ن م ل ا .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	ي ر ش ب ال CD80/B7-1 دض ب ن ر أ ن م ة ل س ن ال ي د ا ح ا داضم م س ج
ة ر ا ع ت س م ا م س ا / ا ط ا ح ا ل م	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; ا ي ر ج CD80
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م ن ا س ن ا (ن ا س ن ا) ف ر ع م	941
م ن ا س ن ا ف ر ع م	941
د ض ت س م ل ا	(NP_005182.1) ي ر ش ب ال CD80/B7-1 ن م 35-242 ة ن ي م أ ل ا ض ا ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ف ل ا	ة ل س ن ال ي د ا ح ا داضم م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	P33681
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	18kDa/29kDa/33kDa
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك