


و Wb تاقىب طلل Cd86 دى ةل سىننل اىداحل اداضم ال مسجل If/Icc و Fc و Elisa - P42081

رقصن عل مقرر: CM0002784



ةمدقم

ةل سىننل اىداحل اداضم ال مسجل اذه فدهت سى
CD86 (B7-2, LAB72)، ىرشب ال نىجل اىبنرأل
اىالخل اىل ع دىو كرتشم زفحم ءىز و هو
هتىحال ص نم ققحتل م ت. دضت سمل ةضراعال
معدى و ELISA و FC و IF/ICC و WB تاقىب طلل
طاقنو وىعانم ال طىشننل لاجم فى ثاىبأل
ةىعانم ال شىتفتل.

دىزم ال فرعا

ةمد عل ال	ةمدى ال
جتنم ال مس	CD86 Rabbit mAb
ةلى دب ءامسا / تاطحال م	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
عون ال	ىرشب
مىجل ال فرعم	942
نىجل ال فرعم	942
وىعانم ال دضت سمل ال	(NP_787058.5) ىرشب ال CD86 نىتوربل 241 اىل 20 نم ةنىمأل اىضامأل لثمى لىلست اىل ع فلتؤم اىجامدن نىتورب
ردصم ال	بئرأ
ةئفا	ةل سىننل اىداحل اداضم ال مسجل
قىب طلل	WB, IF/ICC, FC, ELISA
عطاقت ال عافت ال	ىرشب
SWISS	P42081
نىتوربل ال نزو	نوتلاد ولىك 38
نحش ال	جلىت سىك