

دض ةلېسنن ال ي داحاً داضم Cd95/Fas J- Wb, If/Icc, Elisa - P25445

رصنن عل مقرر: CM0005642



ةمدقم

بنرأل نم صلختسم ةلېسنن ال ي داحاً داضم يرش ب ال CD95/FAS فدهتسي و بيكرتل ديغي ل-هتخص نم ققحتل مت (UniProt P25445). ثاحبأ معددي امم، ELISA، و IF/ICC، و Western blot، ةعانملا ملعوو جمر بمل ايلخل توم.

ديزمل فرعاً

لماعمل	هميقل
جتنملا مسا	CD95/FAS Rabbit mAb
ءامس/اتاطحال مءراغتسم	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6
عاونألا	ناسن
GeneID (ناسن)	355
GeneID	355
دضتسملا	يرش ب ال CD95/FAS نم 26-173 ةنيملأا ضامألا عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتل داغم جامدن ني تورب: بيكرتل داغم ني تورب (NP_000034.1).
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسنن ال ي داحاً داضم
قيبطتل	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقملا لعافتلا	ناسن
SWISS	P25445
ني توربلا نزو	9-38 kDa
نحشلا	جلت ةبيقح