


Cd96/Tactile دض يبنرأ ةل س نل ايداحأ اداضم المسج زتمم ال لي لحتل او يولخل قفدتل سايق في قيبطتل Q3U0X8 - طبترم ال يميزنإل

رصنع ال مقرر: CM0004167



ةمدقم

نيتورب دض يبنرأ ةل س نل ايداحأ اداضم مسج CD96/TACTILE يرأفل مت ققحتل مت قفدتل سايق في مادختسالل هتيجال ص يميزنإل زتمم ال لي لحتل او (FC) يولخل دوجوم ال نيتورب ال فدهتسي (ELISA) طبترم ال في كراشم ال ةئائت ال ايلخل حطس ىلع يلاثم ةيعيبطل ال ةلاق ال ايلخل قاصت ال ةعانمل ملع ثاحبال

ديزمل فرعا

رايعم ال	ةمقلا
جتمم ال مس	CD96/TACTILE دض يبنرأ اداضم مسج
ةليدب ءامسا / تاطحال	Tactile; 1700109I12Rik
عونل	رأفل
يرشب ال فرعم	10225
يرأفل ال فرعم	84544
يعانمل دلومل	(NP_115854.2) يرأفل ال CD96/TACTILE نيتورب نم 536 ىل 35 نم ةينمال صامحال عم قفاوت ي لسلسل ىلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	بنرأل
فينصت ال	ةل س نل ايداحأ اداضم ال ماسحال
قيبطتل	(ELISA) طبترم ال يميزنإل زتمم ال لي لحتل او (FC) يولخل قفدتل سايق
لدابت ال لعافت ال	رأفل
SWISS تاناي ب ةعاق	Q3U0X8
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 67
نحش ال	جلت سيك