


## Wb, If-P, Anti-Cdk2 (فوسفوف) J- ةلېسننل يداأ داضم Ihc-P, Elisa - P24941

مقرر: CM0001781



### ةمدقم

Phospho-CDK2-T160 جـ بنرأ نم ةلېسننل يداأ داضم WB, IF-P, IHC-P, ELISA جـ هنم ققحتلا مت يرشبل CDK2 عم لعافت ي؛  
T160 ي لېروفسوفل فدهتسي؛ يذرجلاو  
ناطرسللاو ةلخلل ةرود ثاحبال يلاثم.

### ديزملل فرع

| لماعل               | ةمقل                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| جتمل م سا           | Phospho-CDK2-T160 جـ بنرأ نم ةلېسننل يداأ داضم                       |
| راعستم مس/اتاطحال م | CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-T160                                  |
| عونلا               | ناسن                                                                 |
| م (ناسن) نجلل فرع م | 1017                                                                 |
| نجلل فرع م          | 1017                                                                 |
| دضتسملا             | (NP_001789.2) يرشبل CDK2 نم T160 لوح يعانص يروفسوف ديتبب يعانص ديتبب |
| ردصملا              | بنرأ                                                                 |
| ةئفلا               | لېروفسوفلل ةداضم صج                                                  |
| قبططلا              | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                               |
| عطاقتل لعافتلا      | ذرج، راف، ناسن                                                       |
| SWISS               | P24941                                                               |
| نيتوربلل نزو        | 34kDa                                                                |
| نحشلا               | جلت سيك                                                              |