

و Wb J- Cdk5R1 J- داضم الة لىسن ال يداح أ داضم ال مسجل Elisa - Q15078

رقصن عل مقرر: CM0006809



ةمدقم

CDK5R1 دض يبنرأ ةلىسن ال يداح أ داضم مسجل WB/ELISA يف مادختس ال دمتمع (p35) ب صاخ ي ب صع طشنم . ذرل او رأفل او ناسن إلل ، ةبب صعل دئ او زل او من يف كراشي CDK5 ، ةعاسل الميطنتو ، يرشقل حي فصتل ةيموي ال ةيجولوي ب ال .

ديزم الفرع

راي عم ال	ةم ي قل
جتنم ال مس	CDK5R1 دض يبنرأ ةلىسن ال يداح أ داضم مسجل
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
عون ال	ناسن إلل
نيجل فرع م	8851
يعانم ال دصتسم ال	(NP_003876.1) يرش ب ال CDK5R1 ني تورب نم 200-300 ةني مأل ضامح أ ن مزل سلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ ال
ةئل	ةلىسن ال يداح أ داضم ال مسجل ال
قيبطتل	WB, ELISA
لدابتل لعافتل	ذرل ، رأفل ، ناسن إلل
SWISS تانايب ةدعاق	Q15078
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 34
نحش ال	جلت سيك