

- Cdk5Rap1 J J- Wb، Ihc-P، Elisa - Q96Sz6

رقم المنتج: CM0024037

مقدم

CDK5RAP1 مضاد بروتين من لانسول ددعت ماض
- ل زاريفسنارتويوتويثم ميذن وهو، يرش بل
ةمجرتل يرورض يردنوكوتيم ال tRNA
WB، IHC-P، ل- هتخص نم ققحتل م ت. نيوتوربل
ذجل او رأفلا عم أبلاصتم لعافتو؛ ELISA.

ديزمل فرع

راي عم ال	ةمي ال
جت نم ال مسا	CDK5RAP1 Rabbit pAb
راع تسم م س/ات اطاح ال م	C42; CGI-05; HSPC167; C20orf34; CDK5RAP1
عون ال	ناسن
م (ناسن) ني ج ال فرع م	51654
ني ج ال فرع م	51654
دضت س ال	(NP_057492.2) يرش بل CDK5RAP1 م 1-350 ة ني م ال ماض ال عم قفاوتي لس لس س يلع يوتحي بيكرت ال داغ م يجام دن ني تورب
ردص ال	ب نرأ
ة ف ال	لانسول ة ددعت م دادصأ
قي بطت ال	WB، IHC-P، ELISA
بل اصت ال لعافت ال	ذج، رأف، ناسن
SWISS	Q96SZ6
ني تورب ال نزو	68kDa
ن حش ال	جلت سيك