

Anti-Cdkn1C/P57 Kip2 J- Wb, Elisa - P49918

رخصن عل مقرر: CM0023382

ةمدقم

دض ةل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داض م س ج
ى ل ع د م ت ع م ل ز ا ن ي ك ط ب ث م (CDKN1C/p57 Kip2
ELISA و WB ل ه ن م ق ق ح ث م ، 1C ن ي ل ك ي س ل
ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ل و ر أ ف ل ل و ن ا س ن إ ل ع م ل ع ا ف ت ي
م ا ر و أ ل ا ط ا ب ث م و ة ي ل خ ل ل ة ر و د ث ا ح أ ل

دي ز م ل ا ف ر ع ا

راي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	CDKN1C/p57 Kip2 م س ج (pAb) ة ل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داض م س ج
ى ر خ ا ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
ف د ه ت س م ل ي ج ل ن ئ ا ك ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ن ا س ن إ ل ا) ل ج ل ا ف ر ع م	1028
ن ي ج ل ا ف ر ع م	1028
ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل ا	CDKN1C/p57 Kip2 ن ي ت و ر ب م 1-107 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ل ق ب ا ط م ل س ل س ت ى ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ح ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_000067.1) ي ر ش ب ل ا
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ ل ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ددعت م ة داض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ل ا	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ل , ر أ ف ل ل , ن ا س ن إ ل ا
SWISS	P49918
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 32
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك