


Elisa و Wb- Jj Cdkn2C/P18-Ink4C دص ةل س ن ل دد ع ت م داض م - P42773

مقرر: CM0016173



ةمدقم

فدهت سي ةل س ن ل دد ع ت م ب ن ر أ داض م
CDKN2C/p18-INK4C، ف مادخت س ال دمت عم،
ELISA و (Western blotting) ي ب ر غ ال فاشن ال
زان ي ك ال ط ب ث م ي ل ع داض م ال م س ج ال اذه فر ع ت ي
م د ق ت م ط ن ي ي ذ ل ا ، ن ي ل ك ي س ل ا ي ل ع دمت عم ال
CDK6/CDK4 عم ل ع ا ف ت ال ر ب ع ة ل خ ل ة ر و د

دي زم ل فر ع ا

ةمدقم ال	ةمدقم ال
ج ت م ن ل م س ا	CDKN2C/p18-INK4C Rabbit pAb
ةل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
ع و ن ل ا	ر ش ب ال
م ر ج ل ل (ر ش ب ل ل) فر ع م	1031
م ر ج ل ل فر ع م	1031
ي ع ا ن م ل دض ت س م ال	CDKN2C/p18-INK4C ر ش ب ال ن ي ت و ر ب م 168 ي ل 1 م ة ن ي م ا ض ا م ا ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (P42773)
ر د ص م ال	ب ن ر ا ل ا
ف ا ف ا	ةل س ن ل دد ع ت م داض م ا م ا س ا ل ا
ق ي ب ط ت ال	WB, ELISA
ل د ا ب ت م ال ع ا ف ت ال	ر ا ف ل ا ، ر ش ب ال
SWISS	P42773
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 18
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك