


رابتخال Cdkn2C/P18-Ink4C دض بنرأ ةلېسننل يداأ داضم (Wb) - P42773 ي فطلال لقنل

رصننعل مقرر: CM0011179



ةمدقم

CDKN2C/p18-INK4C دض بنرأ ةلېسننل يداأ داضم و WB و IF/ICC ي ف مادختسالل دم تعم، ELISA. رآفلاو ناسنإلا ىدل فادهألا ىلع فرعتي. ناطرسلالو ةلخلال ةرود ثاأبأل يلاثم. ذرألاو وليك 18 يئيزجال هنزو، فلتؤم يعانم طشنم نوتلاد.

ديزمل فرعا

رايعل	ةمقلا
جتنملا مسا	CDKN2C/p18-INK4C دض بنرأ ةلېسننل يداأ داضم [ةفاثكلال نم ققحتلا مت]
ةليدب ءامسأ / تاطحالام	p18; INK4C; p18-INK4C; 4C
عونلا	ناسنإلا
(ناسنإلل) فرعم	1031
يعانملا طشنملا	(P42773) يرشبلا CDKN2C/p18-INK4C نيتوربل 120 لىل 1 نم ةنيئامألا صامألا نيمي لسلسل ىلع يوتحي فلتؤم يجامدنا نيتورب.
ردصملا	بنرأ
فينصتلا	ةلېسننل يداأ داضم
قبطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
لدابتملا لعافتلا	ذرألا، رآفلا، ناسنإلا
SWISS	P42773
نيتوربل نزو	نوتلاد وليك 18
نحشلا	جلت سيك