


Elisa - P40199 و Ceacam6 J- Wb دض ةل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م

CM0003990: رصنع ل مقرر



ةمدقم

CEACAM6 دض بنرأل نم ةليسنل يداحأ داضم
دضتسم الم. ELISA و WB ل (CD66c) يرش بل
اذه فدهتسي (aa 35-320) يببكرت الم
نزوب يولخل قاصتلالل يركسل ني توربل
مدقت ي implicated ي يذل او نوتلاد وليك 37
Swiss-Prot. ةلداعت الم ايالخل عم تالعاتل او مرول
Prot: P40199.

دی زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
مستضاد	CEACAM6 Rabbit mAb
مستضاد	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
نوع	إنسان
نوع المستضاد	(إنسان) 4680
مستضاد	(NP_002474.4) يربط الـ CEACAM6 من 320-35 مئة من أحمال إلى يوتحي بيكرت يجامدن نيوتورب
مستضاد	بنرأ
نوع	هليلسنن اءءاءا ءاءصأ
نوع	WB, ELISA
مستضاد	إنسان
SWISS	P40199
نوع	37kDa
نوع	جلت سرك