

Cetn3 ج- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - دص ةل يسنل ا ددعت م داضم - 015182

CM0025730: رصنعلا مقر

مقدم

متم CETN3 دض بنراً نم ةلّيسنل ددعتم داضم
ةعانملاو ،يبرغلل ليحرتلل هنم ققحتلا
ELISA. و ،ةرولفلا بةعانملاو ،ةيجيسنلا
فدهتسي .ذرجلاو ،رأفلاو ،ناسنإلا عم لعافت
يولخلل زكرملا نوكم وهو ،3-نيرتني
mRNA. ريصدت في كراشي يوونلا ماسملاو

ديزمل ا فرعا

معلومات	الاسم
جسم مضاد	CETN3 Rabbit pAb
نوع الجسم المضاد / مصدره	CEN3; CDC31; CETN3
الأصل	إنسان
(إنسان) رقم	1070
رقم	1070
وصف الجسم المضاد	(NP_004356.2) يربط الـ CETN3 من 1-167 في بروتين المجمع المركزي للخلية الحيوانية
نوع الجسم المضاد	أجسام مضادة
النوع	إل سي إس ٣
تقنية التحليل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
نطاق التفاعل	ذراع، رأس، إنسان
SWISS	O15182
وزن الجزيء	20kDa
المصدر	خلايا بشرية