


Elisa - Q96Mt7 و Cfap44 جـ Wb دص ةليسننلا ددعتم داضم

رصنعل مقرر: CM0013828



ةمدقم

CFAP44 دص بنارأل نم ةليسننلا ددعتم داضم
ةخطلل تامادختسال (WDR52) يرشبل
الغافت لغافت. ELISA رابتخاو ةبرغل
مظنت تاساردل بسانم. رأفل عم ابلصتم
يونمل ناويحل ةبنذ لئاس روحم

ديزمل فرع

ةمدعل	ةمقل
جتنملا مسا	CFAP44 Rabbit pAb
ةراعتسملاءامسأل / تاطحالما	WDR52; SPGF20; CFAP44
عونلا	يرشب
م (رشبلل) نجل فرعم	55779
نجل فرعم	55779
يعانملا دصتسملا	CFAP44 (NP_001157968.1) يرشبل 370 إلى 180 نم ةنيماألا صامألا قباطم لسلسلتي لعي وتحي فلتؤم يجامدن نيورب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةليسننلا ددعتم دادصألا
قبطتلا	WB, ELISA
بلصتملا لغافتلا	يراف، يرشب
SWISS	Q96MT7
نيوربلا نزو	نوتلاد وليك 214
نحشلا	جلت سيك