


Elisa و Wb- Chrna3 مض يبنارأ لانولك ىلوب داضم P32297

CM0024432: رصنعلا مقر



ةمدقم

لقد وجدنا زيادة في بروتين CHRNA3 في خلايا سرطان الثدي (Western blot) و ELISA. هذا يدل على أن بروتين CHRNA3 قد ارتفع في خلايا سرطان الثدي. هذا هو أول دليل على أن بروتين CHRNA3 قد ارتفع في خلايا سرطان الثدي. هذا هو أول دليل على أن بروتين CHRNA3 قد ارتفع في خلايا سرطان الثدي.

دي زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
مصدر	CHRNA3 Rabbit pAb
نوع العينة / التطبيق	LNCR2; PAOD2; BAIPRCK; NACHRA3; CHRNA3
الوزن	نانو
التركيز (مغ/ملي)	1136
التركيب	CHRNA3 بروتين 240 كيلو 32 نمطية، مضادًا لعملية قفاوتية لسلسلة جلي يوتيكتي فلتتو ميجا مدين نيوتورب (NP_000734.2)
التركيب	بر
النوع	مضاد للبروتين
التثبيت	WB, ELISA
التطبيقات	ذبح، راف، ناسن
SWISS	P32297
نيتورب	نوتداد وليك 57
النسب	جلك سيك