


مادختسالة ل Ckap5 ل داضم ةللسنل ددعت م بنراً داضم مسج ف Wb، Ip، If/Icc، If-P، Elisa - Q14008

مصنوع ال مقرر: CM0024828



مقدم

دض غنصم ةللسنل ددعت م بنراً داضم مسج
نم ققحتم، (ch-TOG) يرشبل CKAP5 نيتورب
و WB، IP، IF/ICC، IF-P، ف مادختسالة هتصح
ذرجلأو رأفلأ عم بلصتم لغافت عم ELISA
،ةقيدلأ بيبانألة ةيكيمانيد ةساردلأ لثام
ماروألأ ايجولويبو، يماسقنالا لزغمأ لميطنأ

ديزمأ فرعا

راي عمأ	ةميأ
جت نمأ مسا	CKAP5 ل ةللسنل ددعت م بنراً داضم مسج
رخأ ءاسأ/أطاحأ م	TOG، MSPS، TOGp، CHTOG، ch-TOG، CKAP5
فدهتسمأ ل لآلأ نأكلأ	ناسنإلأ
م (ناسنإلأ) لآلأ فرعم	9793
لآلأ فرعم	9793
يعانمأ دضتسمأ	يرشبلأ CKAP5 نيتورب نم 2032 ل 1763 نم ةينمألأ صامألل قباطم لسلست لآلأ ةيوتحي ةبيكرت داغمأ لآلأ نيتورب (NP_001008938.1).
ردصمأ	بنراً
ةفأ	ةللسنلأ ددعت م ةاضم ماسجأ
قبطتأ	WB، IP، IF/ICC، IF-P، ELISA
بلصتمأ لغافتأ	ذرجلأ، رأفلأ، ناسنإلأ
SWISS	Q14008
يئيزجأ نزلأ نيتوربلأ	نوتلأد وليك 225
لآلأ	جلت سيك