


تاقىب طت لـ CLIC4 - داضم يبنرأ ةلېسنن ل ديحو داضم مسج Wb و IHC-P و If/Icc و Elisa - Q9Y696

مصنوع ال مقرر: CM0028391



مقدم

فدهتسي يبنرأ ةلېسنن ل ددعت م داضم مسج ققحتل مت (p64H1) يرشب ال CLIC4 ني تورب WB و IHC-P و IF/ICC و ELISA. تاقىب طت ل هتيجال ص نم رأف ال عمّا عطاقت ل عافت ل عافت. ذرل او ل خاد ديرولك ال ةانق ثا حبأل يلا ثم. ذرل او ةي عوأل ال ني وكتو، يلا زتخال دسكؤم ال، ةي و خل ال ةي و مدل.

ديزمل الفرع

لماعم ال	ةميقي ال
جتنم ال مس	CLIC4 Rabbit pAb
ةليدب ءامس / تاطحال م	H1; huH1; p64H1; CLIC4L; MTCLIC; CLIC4
عون ال	رشب ال
م (رشب ال) فرع م	25932
ني ج ال فرع م	25932
يعانم ال دصتسم ال	رشب ال CLIC4 ني تورب ل 253 ي ل 1 نم ةي نمأل اصامحأل قباطم لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب (NP_039234.1)
ردصم ال	بنرأل
ةال	لئاسنن ل ددعت م داضم ال ماسحأل
تاقىب طت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقت ال عافت ال	ذرل، رأف، رشب ال
SWISS	Q9Y696
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 29
نحش ال	جلت سيك