

نم Cnga3 ج- داضم (Polyclonal) لئاسنل ددعتم داضم مسج Elisa - Q16281 و ج- بنرأل

رصنعل مقرر: CM0027386



ةمدقم

بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم مسج
بسانم ،يرشب ال CNGA3 ني تورب فدهتسي
ELISA و (Western blot) نرتسي وةخل ليلحتل
ةانقل 3-افل ةيعرفل ةدحول ىلع فرعتي
ي هو ،ةيطورخملا ءوصل تالبقتسم ي cGMP
ي. ءوصل ليلحتل ةيلمع ي ةيساسأ
نذرجل و نارئفل و رشب ال عم لعافتي

ديزملل فرعا

ةمقلا	ةمئلما
جتنملا مسا	CNGA3 Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ/تاطحالما	CNG3; ACHM2; CCNC1; CCNCa; CNCG3; CCNCalpha; CNGA3
عاونلا	يرشب
م (يرشب) ني جلا فرعم	1261
ني جلا فرعم	1261
دصتسملا (Immunogen)	يرشب ال CNGA3 نم 1-165 ةينيملل صامألل لباقي لسلست ىلع يوتحي ةبيكرت داغم يجامدن ني تورب (NP_001289.1)
ردصملا	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعتم داضم ماسجا
قيبطتلا	WB, ELISA
لدابتل لعافتلا	دج ،رأف ،يرشب
SWISS	Q16281
ني توربلا نزو	نوتلاد وليك 79
نحشلا	جلت سيك