


C4A J- Wb, If-P, Elisa - POCOL4

رصدنعال مقرر: CM0010197



ةمدقم

دض بنرألل ةدوجل اليلاع ةللسنل اليلادأ داضم
م. ت. (SWISS: P0C0L4) يرشب ال C4A لمكم
خيطللتل اتاقيبطتل هتحص نم ققحتل
ال (IF-P) ةعانملا ةعانملاو، (Western blot)،
ELISA، و (P) لمكملا راسم ةسارل يلاثم
ال رطفلل ةعانملاو اليلال ك.

ديزمل الفرع

راي عم ال	هفصاوم ال
جت نمل م سا	C4A لمكم دض بنرألل ةللسنل اليلادأ داضم
رخأ ءامسا/اتاطحال م	C4; RG; C4S; C04; C4A2; C4A3; C4A4; C4A6; C4AD; CPAMD2; لمكم C4A
عون ال	ناسن
نجل ال فرع م	720
نجل ال فرع م	720
دضتسم ال	(P0C0L4) يرشب ال C4A لمكم 940-1237 ةني مأل اضا مأل عم قفاوتي لسلسلست ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدنا نيوتوب
ردصم ال	بنرأ
ةئفلا	ةللسنل اليلادأ داضم
قيبطتل ال	WB, IF-P, ELISA
عطاقتم ال لعافت ال	ناسن
SWISS	P0C0L4
نيوتوب ال نزو	193kDa
نحش ال	جلت ةبيقح