


Polymab® الـ 43 نيسكنوكلل ةداضم الـ ةيبرأل الـ Wb- J و الـ lcc و الـ P17302 - Elisa و الـ P- lcc

CM0006324: رصنع لاقر



ةمدقم

PolymAb® (P17302) 43 نيسكنوكلل بيبنرأل
WB وIF/ICC تاقببطل، ذرل رألل و ناسنل
للا ةلسنل دلو و اضم مسج. ELISA وIF-P
عانمل و ةلوجل الل صولل اابأل ةوجل
ببطل صلللل ةوولوم اام. ةلرطلل
(IVD). (ربلم)

ديزمل ا فرعا

رأي عمال	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	43 ن ي س ك ن و ك ل ل ة ب ي ب ر أ ل ا PolymAb®
ا ر ع ا ت س ت م ل اء ا م س أ ل ا / ا ط ا ح ا ل م ا	HSS: CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA
ا و ن ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م ج ل ا (ن ا س ن إ ل ا) ف ر ع م	2697
م ج ل ا ف ر ع م	2697
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	(NP_000156.1) ير ش ب ل ا 43 ن ي س ك ن و ك ل ل م 300-382 ه ي ن ي م أ ل ا ص ا ح أ ل ا م ض ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب إ ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ل د ص م ل ا	ب ن ر أ ل ا
ة الف	ة ل ي س ن ل ل ة د ي ح و ة ا ص ا م ا س ج أ ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
ل ا ص ا ل م ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا، ر أ ف ل ا، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	P17302
ل ي ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 43
ل ا ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك