

و Ihc-P و Wb- Jj Cpeb3 دض يبنرأ لئسننل ددعت م داض م سح If/Icc و Elisa - Q8Ne35

رصنعنل مقرر: CM0018954



ةمدقم

فدهتسي يبنرأ لئسننل ددعت م داض م سح
(SWISS: Q8NE35) يرشبل CPEB3 نيئوربل
و WB يف مادختسالل هتخص نم ققحتل مت
ELISA و IF/ICC و IHC-P عطاقت لكشب لغافت.
ميطنتلل يف ثحبلل بسانم. ذرلأو رأفل عم
ةكباشتلة نودللأو ةركاذل يف يمجرتل
ةببصلل.

ديزملا فرعا

ةمئلما	ةمئلما
جتنملا مسا	CPEB3 Rabbit pAb
راعتسم مسا / تاطحال م	CPEB3
عونلا	ناسن
نجلال فرعم	(ناسن) 22849
يعانملا دضتسملا	(NP_055727.3) يرشبل CPEB3 نيئورب نم 400 لى 150 نم ةيئمألا ضامألا نيئم لسلست لىلغ يوتحي فشتؤم يجامدن نيئورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	لئسننل ددعت م داضملا ماسجالا
قيبطتلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتل لغافتلا	ذر، رأف، ناسن
SWISS	Q8NE35
نيئوربل نزو	نوتلاد وليك 76
نحشلا	جلت سيك