


Cpsf3L دض بنارأل نم ةلئسننلا ةددعتم ةداضملا ماسجأل Wb، If/Icc، Ip، Elisa - Q5Ta45 تارابتخالل

رصنعلال مقر: CM0029933



ةمدقم

نم ةدوجلل يلاع لئاسننلا ددعتم داضم مسج
CPSF3L/INTS11، يرشبل نيوتوربل دض بنارأل
و WB يف مادختسالل هتحص نم ققحتل مت
ELISA، IP و IF/ICC. ثاحبال يلاثم.
لماكُم ال عجمو

ديزملال فرع

لماعمل	همقل
جتنملا مسا	CPSF3L Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L
عونلا	يرشب
(يرشبلل) نيحلل فرع م	54973
نيحلل فرع م	54973
يعانملا دضتسملا	فلتؤم نيوتورب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ةلئسننلا ةددعتم ةداضم ماسجأ
قبطتلا	WB, IF/ICC, IP, ELISA
يلدابتل لعافتلا	يناذج، يرأف، يرشب
SWISS	Q5TA45
نيوتوربلال نزو	نوتلاد وليك 68
نحشلا	جلت سيك