


Wb, Ihc-P, Anti-Cstf1 ددعت م داضت سم ل ن ب نرأل J- Wb, Ihc-P, Elisa - Q05048

مقرر: CM0024955



مقدم

يلاع ب نرأل ن م تادضت سم ل ددعت م داضت م بسانم و، يرش ب ال CSTF1 فدهت سي ةدو ل ةعانم ل و، (Western blot) ي ب ر ل م ي س ر ت ل ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي. ELISA، و (IHC-P) ةي ج ي س ن ل ة ل ع ا م ة س ا ر د ل ي ل ا ث م. ذ ر ج ل و ر أ ف ل ع م ل د ا ب ت م ة ن ي د أ ي ل و ب ل و ال pre-mRNA ل 3' ة ي ا ه ن ل (polyadenylation).

ديزم ل ا فر ع

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ن م ل م س ا	CSTF1 Rabbit pAb
را ع ت س م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	CstF-50; CstFp50; CSTF1
ع ا و ن ا ل ا	ناس ن ا
GeneID (ناس ن ا)	1477
GeneID	1477
د ص ت س م ل ا	(NP_001315.1) يرش ب ال CSTF1 م 1-220 ة ي ن ي م ا ل ا ص ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ج ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ا ل ا	ت ا د ص ت س م ل ا د د ع ت م د ا د ص ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ل ح ا د ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج، ر أ ف، ن ا س ن ا
SWISS	Q05048
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	48kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك