

تاينق تـل Ctnna3 - داضـم بـنرأ ةـلـيـسـنـلـا ددعـتـم داضـم مـسـج Wb و Ihc-P و If/Icc و Elisa - Q9Ui47

مقرر: CM0024645

ةمدقم

دض بنرأل نم ةليسنل ددعتم داضم مسج
ي ت افلأ) يرشبل CTNNA3 ني تورب
و IHC-P و WB تاينق تـل بسانم ،(نـيـنـيـتـاـك
IF/ICC و ELISA. عم عطاقتم لكشب لعافتـي
تاساردل يلاثم .ذرجلأو رافلأو ناسنلأ
يولخل قاصتلأا

ديزمل فرعأ

ةمدقم	ةمقلا
جت نم الم سا	CTNNA3 Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	VR22; ARVD13; CTNNA3
عونلأ	ناسنأ
ناسنلأل (نجيأل فرعم	29119
نجيأل فرعم	29119
يعانم الم دلوملأ	CTNNA3 ني توربل 240 ل 1 ن م ةيني مألأ صامحلأا لباقي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب (NP_001278062.1).
ردصم الم	بنرأ
ةفلا	ةليسنلأ ددعتم ةداضم الم ماسحلأا
قبيطتلأ	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتم الم لعافتلأ	ذرج ، راف ، ناسنأ
SWISS	Q9Ui47
ني توربلأ نرو	نوتلأاد وليك 100
نحشلا	جلت سيك