

## Ctrl/Ctrl1 - P40313 ج. داضم بنرأ ةلېسننل ايداحأ داضم مسج

رصنع ل مقرر: CM0003105

### ةمدقم

CTRL ج. دض بنرأ ةلېسننل ايداحأ داضم مسج WB، IF، IHC، و ي ف مادختس لال (CTRL1) يرش ب ل عم يل دابت ل لعافت ل نم ققحت ل مت ELISA. عقوتم ل ئي زج ل نزول. ذرل او رافل او ناسن ل نوتلاد وليك 28 وه.

### ديزم ل فرع

| راي عم ل            | ةمي ل                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| جتنم ل مسا          | بنرأ ةلېسننل ايداحأ داضم مسج CTRL                                        |
| يرخأ ءامس/اتاطحال م | CTRL1; CTRL                                                              |
| عاونال              | ناسن                                                                     |
| نيج ل فرع م         | 1506                                                                     |
| يعانم ل دلوم ل      | (P40313) يرش ب ل CTRL ج. نم 165-264 ةني مأل اضا مأل قباطم يعانطصا دي تبب |
| ردصم ل              | بنرأ                                                                     |
| ةئف ل               | ةلېسننل ايداحأ داضم ماسجأ                                                |
| قبطط ل              | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                   |
| يل دابت ل لعافت ل   | ذرل، رافل، ناسن ل                                                        |
| SWISS               | P40313                                                                   |
| ني تورب ل نزو       | نوتلاد وليك 28                                                           |
| نحش ل               | جلت سيك                                                                  |