

Cullin 4A J- Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13619

رخصن عل مقرر: CM0025738



ةمدقم

Cullin 4A، دض ةل س ن ل ا ددعت م ب ن ر أ داض م مسج WB، IF/ICC، IP، ELISA. ل ه ن م ق ق ح ت ل ا م ت ي ذ ر ج ل ا و ي ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل ا CUL4A ع م ل ع ا ف ت ي E3 ubiquitin ligase ت ا د ق ع م ي ف ي س ا س أ ن و ك م و ه و ة ف ا ض ا ة ي ل م ع ي ف ة ك ر ا ش م ل ا cullin-RING ع و ن م ض م ح ل ا ح ا ل ص ا و ت ا ن ي ت و ر ب ل ل ن ي ت ي و ك ي ب و ي ل ا ي و و ن ل ا .

ديزمل ا فرعا

رأي عم ل ا	ةم ي ق ل ا
ج ت م ل ا م س ا	Cullin 4A دض ةل س ن ل ا ددعت م ب ن ر أ داض م مسج
ي ر خ أ ء ا م س أ ت ا ط ح ا ل م	CUL4A؛ cullin-4A؛ Cullin 4A
ي ح ل ا ن ئ ا ك ل ا	ن ا س ن ا ل ا
م (ن ا س ن ا ل ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	8451
ن ي ج ل ا ف ر ع م	8451
ي ع ا ن م ل ا د ص ت م ل ا	Cullin 4A ي ر ش ب ل ا (NP_001008895.1) ي ر ش ب ل ا 1-300 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م ح أ ل ا م ص ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب ا ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ ل ا
ة ف ل ا	ةل س ن ل ا ة د د ع ت م ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IF/ICC، IP، ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا ، ر أ ف ل ا ، ن ا س ن ا ل ا
SWISS	Q13619
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 88
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك