


Elisa و Wb J- Cxcr3 ج- داضم بنراً ةلېسننل ايداج ا داضم مسج - P49682

رصنعنل مقرر: CM0003097



ةمدقم

ةدوجلل ليع بنراً ةلېسننل ايداج ا داضم مسج ققحتُم، (CD183) يرشب ال CXCR3 فدهتسي ةساردل يلاثم. ELISA و Western blot ج- هنم ةيعانم ال ايلخل ةج هو، نيكومك الل تاراشا، ناطرسلل ثاجب ا يف ةيومدلل ةيعوألل نيوكتو ةيباهتلالل ضارمألل او.

ديزملل فرع

رايعم ال	ةمقلا
جتنم ال مس	بنراً ةلېسننل ايداج ا داضم مسج CXCR3
رخاء اسماء/اتاطاح ال م	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
عون ال	يرشب
م (يرشب ال) فرع م	2833
يعانم ال دصتسم ال	(P49682) يرشب ال CXCR3 م 200-300 ةنيملل ا ضامألل نمض لسلستل قباطم يعانطصا ديتبب - يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنراً
ةئف ال	ةلېسننل ايداج ا داضم مسج
قبطت ال	WB, ELISA
عطاقم ال لعافت ال	يرشب
SWISS	P49682
نيوتوربلل يئيزجلل نزلو ال	نوتلاد وليك 41
نحش ال	جلت سيك