

## J- Cyp3A4 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08684

CM0026270: رصنع ال مقرر



### ةمدقم

يلاع CYP3A4 ج- داضم لئاسنل ددعتم داضم  
WB, IHC-P, ج- هنم ققحتل مت بنرأ نم ةدوجل  
رأفل، ناسنل عم لعافتف. IF/ICC, ELISA.  
قيلخلل، ةودأل ضيأ ضاحبال فده. ذرل  
D. نيمايف ككفتو، ديوري لسلل ويول

ديزل فرعا

| لماعل                  | ةمقل                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| جتنم الم سا            | CYP3A4 Rabbit pAb                                                                        |
| ةراعتسم ءاسا/اتاطحال م | HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4 |
| عاونال                 | ناسنل                                                                                    |
| نجلال فرعم (ناسنل)     | 1576                                                                                     |
| نجلال فرعم             | 1576                                                                                     |
| دضتسم                  | بيكرتل داعم نيورب                                                                        |
| ردصم                   | بنرأ                                                                                     |
| ةئف                    | لئاسنل ةددعتم دادصا                                                                      |
| قبططال                 | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                 |
| عطاقتل لعافتل          | ذرل، رأف، ناسنل                                                                          |
| SWISS                  | P08684                                                                                   |
| نيوربال نزو            | 57kDa                                                                                    |
| نحشل                   | جلت سيك                                                                                  |