

Cyp4F11 J- If/Icc، Elisa - دض ةل يسننل ددعت م داض م س ج Q9Hbi6

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0023774

ة م د ق م

دض ب ن ر أ ل ن م ة ل يسننل ددعت م داض م س ج و IF/ICC ل ه ن م ق ق ح ت م ، يرش ب ل CYP4F11 P450 م و ر ك و ت ي س م ي ز ن إ ف د ه ت س ي . ELISA ة ي ن ه د ل ا ض ا م ح أ ل ا ب ا ل ق ت س ا ي ف ك ر ا ش م ل ا ، ة ي و د أ ل ا ل ي ث ي م ع ز ن و K ، ن ي م ا ت ي ف ل ي ط ع ت . ب ا ل ق ت س ا ل ا و د ب ك ل ا ث ا ح ب أ ل ب س ا ن م .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ل ل ا
ج ت ن م ل م س ا	CYP4F11 (pAb) ب ن ر أ ل ن م ة ل يسننل ددعت م داض م س ج
ي ر خ أ ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	CYP4F11; CYP4F11
ع ا و ن أ ل ا	ي ر ش ب
م ر ع م (ي ر ش ب ل ا)	57834
ن ي ج ل ا ف ر ع م	57834
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	(NP_001122404.1) ي ر ش ب ل ا CYP4F11 ن م 60-130 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ل ق ب ا ط م ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ف ا ل ا	ة ل يسننل ددعت م داض م ا س ج أ
ق ي ب ط ل ا	IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ل ا	ي ر ش ب
SWISS	Q9HBI6
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	60 ن و ت ا د و ل ي ك
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك