

عداضم الة لسي سن الة ددعت م الة ب نرأ الة داضم الة ماسج أ الة Wb، If/Icc، Ihc-P في م ادختس الة 16 (Krt16) نيتاري كوتيسي لل - P08779

رمز نعل مقرر: CM0028553

ة مدقم

فدهتسي الة لسي سن الة ددعت م الة ب نرأ داضم م مسج
بسانم (KRT16) يرش ب الة 16 نيتاري كوتيسي لل
WB، IF/ICC، IHC-P، و ELISA. في م ادختس الة
ن اذرج الة نارئف الة م عطاقت م لكش ب لعافت
نيتاري كوتيسي لل (SWISS P08779). د لال الة ايجولوي ب ثا ب أ

ديزم الة فرع

راي عم الة	لي صاف الة
ج ن م الة م سا	16 (KRT16) نيتاري كوتيسي لل الة لسي سن الة ددعت م الة ب نرأ الة داضم الة ماسج أ الة
رخ أءام س / تاطح الة م	16 (KRT16) نيتاري كوتيسي لل الة لسي سن الة ددعت م الة ب نرأ الة داضم الة ماسج أ الة K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A;
عون الة	يرش ب
ن ج الة فرع م	3868
يغانم الة دصتسم الة	16 (KRT16) يرش ب الة 16 نيتاري كوتيسي لل الة لسي سن الة ددعت م الة ب نرأ الة داضم الة ماسج أ الة (NP_005548.2)
ردصم الة	ب نرأ
ة الف الة	ة لسي سن الة ددعت م داضم ماسج أ الة
ق ب ط الة	WB، IF/ICC، IF-P، IHC-P، ELISA
عطاقت الة لعافت الة	ذرج، رأف، يرش ب
SWISS	P08779
يئزج الة ن زوال نيتوري لل	نوت الة د ولي ك 51
ن ح الة	ج لث سي ك