

Elisa - P53355 و Wb- Jj ةليسنلا يداحأ (Dapk1) زانيك داضم مقرر: CM0002464



ةمدقم

بنرألا نم ةليسنلا يداحأ ةداضم ماسجأ
ىلإ 250 نم (DAPK1) زانيك اياقب فدهتست
لكشب لعافتتو؛ ELISA و WB- ةبسانم 350.
ثاحبالل. رافلاو ناسنإلا عم بلصت
ماهتلالاو، جمر بمل اياخلل تومب ةقللعتمل
ةليخلل اياقب تاراشإو، يثاذلا.

ديزملل فرعا

لماعمل	ةميول
جتنملا مسا	DAP Kinase 1 (DAPK1) Rabbit mAb
راعتسم مس/اتاطحال	DAPK, ROC3, DAP Kinase 1 (DAPK1)
عونلا	ناسنإ
نيجلا فرعم	1612
دصتسملا	يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ةليسنلا يداحأ ةداضم ماسجأ
قبطتلا	WB, ELISA
بلصتلم لعافتلا	راف، ناسنإ
SWISS	P53355
نيتوربلا نزو	160kDa
نحشلا	جلت سيك