

Daxx مضاد بروتين الة لى سنن الة ددعت مة داضم ال ماسج الة ة ميميزن الة عانم الة سى اقم الة و (Wb) بى رغل الة طلت لل (Elisa) - Q9Uer7

رصنن الة مقرر: CM0023141



ة مدقم

دض بروتين الة لى سنن الة ددعت مة داضم ال ماسج الة اذه
يرأف الة يرش ب الة Daxx ني تورب فشك ي Daxx
م . تورب الة لاجم ب طبت رمل الة 6 ني تورب وه
(WB) بى رغل الة طلت لل هت حالص نم ققحت الة
وهو ، (ELISA) ة ميميزن الة عانم الة سى اقم الة و
توم ، يخنن الة ميظنت الة ف ثحب لل بسانم
ني تامورك الة ليكشت ة داع ، جمر ب الة اى الة
ة سوري الة و دعل الة .

ديزمل فرغ

ة مة لى الة	ة مة لى الة
ج ت م الة م سا	Daxx Rabbit pAb
ة لى دب ءام سا / تاطح الة م	DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daxx
ع و ن الة	يرش ب
م (يرش ب الة) ن ج الة فرغ م	1616
م ن ج الة فرغ م	1616
ي عانم الة دضت س م الة	يرش ب الة Daxx ني تورب نم 400 لى 175 نم ة ميميزن الة عانم الة م قفاوت ي لى سلسل سى لى ع يوتح ي فلتؤم ي جام دنا ني تورب (NP_001135441.1).
ر دص الة	ب ن ر
ة ف الة	ة لى سنن الة ددعت مة داضم ماسج الة
ق ب ط ل الة	WB, ELISA
ل داب ت الة ل عاف ت الة	يرأف ، يرش ب
SWISS	Q9UER7
ن و ت و ر ب الة ن و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 81
ل ح ش الة	ل ت س ي ك