

Dc- Signr/Cd299 ةليسننلا ةديحو ةداضملا ماسجألا Wb و If/Icc و Fc و Elisa - Q9H2X3 رصنعلا مقر: CM0006285



ةمدقم

دض بقتؤم يبنرأ ةليسننلا ديحو ةداضم مسج
يرشبلا DC-SIGNR/CD299 (CLEC4M,
L-SIGN). هتيحالص نم ققحتلا مت
فشكي. ELISA و FC و IF/ICC و WB
تاقيبطتلل وليك 24-45 ~ غلبي يئيزج نزو قاطن نع
تأببسم ىلع فرعتلا لبقتسم وه. نوتلاد
ىلإ تاسوري فلا لوخد في كراشملا ضارمألا
ايالخل.

ديزملا فرعإ

ةمدقم	ةمقلا
جتنملا مسأ	mAb يبنرألا DC-SIGNR/CD299
ةليدب ءامسأ / تاطحالام	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CD299/DC-SIGNR
عونلا	يرشب
فرعلا (يرشبلل) فرعم	10332
فرعلا فرعم	10332
يعانملا دضتسملا	(NP_055072.3) يرشبلا DC-SIGNR/CD299 نيتورب نم 399 ىلإ 71 نم ةنيما ضامحأ لسلسل ىلع يوتحي بقتؤم يجامدن نيتورب
ردصملا	بنرأ
فينصتلا	ةليسننلا ةديحو ةداضم ماسجأ
تاقيبطتلا	WB, IF/ICC, FC, ELISA
لدابتلا لعافتلا	يرشب
SWISS تانايي ةدعاق	Q9H2X3
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 24-45
نحشلا	جلت سيك