


Elisa و Wb - Dclre1C جين بـنارأل لـي سننل ددعت مـاض مـسج Q96Sd1

مقرر: CM0026487



مقدم

دض بنارأل نم لـي سننل ددعت مـاض مـسج (سـيـمـتـرأ) يرشـبـلـل DCLRE1C نـيـتـورـب الـعـافـت لـعـافـتـي ELISA و WB تـارـابـتـخـال حـالـص إـسـارـدـلـيـلـاـثـم . ذـرـجـلـاـو رـأـفـلـا عـمـآـلـدـابـتـم ضـارـمـأ و V(D)J بـيـكـرـتـلـا ةـداعـإ و ، يـوونـلـا ضـمـحـلـا ةـعـانـمـلـا صـقـن .

ديـزـمـلـا فـرـعـا

لـمـاعـمـلـا	هـمـيـقـلـا
جـنـمـلـا مـسـا	DCLRE1C دض لـي سننل ددعت مـاض مـسج
عـراغـتـسـمـلـا ءـامـسـأـلـا / تـاطـاـحـالـمـلـا	SCIDA, SNM1C, A-SCID, RS-SCID, DCLREC1C, DCLRE1C
عـونـلـا	يرشـبـ
نـيـجـلـا فـرـعـم	64421
يـعـانـمـلـا دضـتـسـمـلـا	(NP_001029027.1) يرشـبـلـل DCLRE1C نـيـتـورـبـل 300 يـلـإ 1 نـم ةـيـنـيـمـأـلـا ضـامـحـأـلـا عـم قـفاوـتـي لـسـلـسـت يـلـع يـوتـحـي فـلـتـؤـم يـجـامـدـنـا نـيـتـورـب
رـدصـمـلـا	بـنارأ
ةـئـفـلـا	لـي سننل ددعت مـاض مـسج
قـيـبـطـتـلـا	WB, ELISA
لـدـابـتـمـلـا لـعـافـتـلـا	ذـرـج ، رـأـف ، يرشـبـ
SWISS	Q96SD1
نـيـتـورـبـلـا نـزـو	نـوتـلـاد وـلـيـك 78
نـحـشـلـا	جـلـت سـيـك