

دب ب نرأ ةل س ن ال ي د ا ح أ د ا ض م س ج Ddb1 J- Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16531

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0025059



ة م د ق م

DDB1 ج ب نرأ ةل س ن ال د د ع ت م د ا ض م س ج
ي و و ن ال ا ض م ح ال ف ل ت ح ال ص ا ح ا ب أ ل
ه ت ي ح ال ص ن م ق ق ح ت ال م ت . ن ي ت ي و ك ي ب و ي ل ا و
د ض ة ل ع ا ف ت ع م ELISA و IP و IHC-P و WB ف
ب ك ر م ة س ا ر د ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل
ع و ن ال ن م DDB1-CUL4-X-box ت ا م ي ز ن إ و UV-DDB
E3.

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ال	ة م ي ق ال
ج ت ن م ال م س ا	DDB1 Rabbit pAb
ة ر ا ع ت س م ء ا م س أ / ت ا ط ح ال م	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
ع و ن ال	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن إ ل ل) ف ر ع م	1642
ن ي ج ال ف ر ع م	1642
ي ع ا ن م ال د ص ت س م ال	DDB1 ن ي ت و ر ب ل 1140 إ ل 1000 ن م ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م ح أ ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ا ب ا ط ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب (NP_001914.3).
ر د ص م ال	ب ن ر أ
ف ي ن ص ت ال	ة ل س ن ال ة د د ع ت م ة د ا ض م ال م ا س ج ال
ق ي ب ط ت ال	WB, IHC-P, IP, ELISA
ع ط ا ق ت م ال ل ع ا ف ت ال	ذ ر ج , ر أ ف , ن ا س ن ا
SWISS	Q16531
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ا ل ا د و ل ي ك 127
ن ح ش ال	ج ل ت س ي ك