

J- Ddb2 J- داضم ال يبنرأل ي ليسي ن ال يداحأل داضم ال مسجل ال Wb و Elisa - Q92466

رصنن عل مقرر: CM0003355



ةمدقم

يبنرأل ي ليسي ن ال يداحأل داضم ال مسجل ال اذه
طبر نيتورب) يرشب ال DDB2 نيتورب دض
دمتعم (SWISS: Q92466، 2، ويون ال ضمح ال فلت
يبرغل يرطف ال لقنل ي ف مادختس ال
لماع يلع فرعتي. ELISA و (Western blot)
ي لاصئتس ال حالص ال ي في سيئر
معددي امم، E3 زاغل ل وحمو يديتوي لكون ال
ةيموني جل ةمالسل لاجم ي ف ثاحبال
ناطرسل او.

ديزم ال فرعا

ةمدقم ال	ةميق ال
حتنم ال مس	DDB2 دض يبنرأل ي ليسي ن ال يداحأل داضم ال مس
ةليدب ءامسأ تاطاح ال م	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
عون ال	رشب ال
رشب لل) نجي ال فرعم	1643
نجي ال فرعم	1643
يعانم ال دضتسم ال	فلتؤم نيتورب
رضم ال	بنرأل
ةئفا	ةليسي ن ال يداحأل ةداضم ال ماسحل ال
قيبطت ال	WB, ELISA
لدابت الم لعافت ال	رشب ال
SWISS	Q92466
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 48
نحش ال	جلت سيك