


Elisa و Wb- Jj Ddr2 دض بنرألا نم ةلېسننلا يداحأ داضم Q16832

مقرر: CM0005378



ةمدقم

دض بنرألا نم ةدوجل يلاع ةلېسننلا يداحأ داضم تاقىببطل هتحص نم ققحتلا مت DDR2 و (Western blot) و يبرغل يلقنملا خيطلتلا ، يذرجلاو يرأفلاو يرشبل DDR2 فشك ي ELISA. نيجالوكلا لبق تسمل نيسوري تال زانيك وهو روطتو ةجسنألا ليكشت ةداع ي فراشي ماطعلا.

ديزملل فرعا

لماعلا	ةمقلا
جتنملا مسا	DDR2 Rabbit mAb
راعتسم مسا/تاطحالم	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
عاونا	ناسن
نيجال فرعم (ناسن)	4921
نيجال فرعم	4921
دصتسملا	Q16832 (Yrshbl DDR2 نم 756-855 ةنيمألا صامألا لخاد لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب).
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةلېسننلا يداحأ ةداضم ماسجا
قيبطتلا	WB, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	ذرج ، رأف ، ناسن
SWISS	Q16832
نيتوربل نزو	97kDa
نحشلا	جلت سيك