


خيطات لـ Ddr2 - داضم يبناراً ةلـسننل ددعت ماضم مسج Q16832 - يعانم ال طبترم ال ميزنإب صـحـفـالـو يـبـرـغـالـ رمـنـعـالـ مـقـر : CM0012945



ةمدقم

دض ةلـسننل ددعت ماضم يبناراً داضم مسج
يف مادختسالل قثوم ،يرشب ال DDR2 نيـتـورـب
طبترم ال ميزنإب صـحـفـالـو يـبـرـغـالـ خيطات ال
ةيرشب ال تانيـعـالـ عم لعافتـي .يعانم ال
تاراشإ يف كراشي فدهل .ةيـنـاذـرـجـالـو ةيرأفلـو
بسـانـم ؛ةـجـسـنـألـل ليـكـشـت ةداعإو نيـجـالـوكـالـ
مـاطـعـالـ روطتو ماروألـل ثاـحـبـألـ

ديزم ال فرعإ

ةفصاوم ال	ةمـلـعـمـالـ
جـنـمـالـ مـسـا	DDR2 - ةلـسننل ددعت ماضم يبناراً داضم مسج
ةليـدـبـ ءامـسـا / تاطـحـالـم	TKT; WRCN; MIG20a; NTRK3; TYRO10; DDR2
عون ال	يرشب
مـرـجـالـ فرـعـم	4921
نيـجـالـ فرـعـم	4921
يعانم ال دصتسم ال	(NP_001014796.1) يرشب ال DDR2 نيـتـورـب نم 400 إـلـ 290 نم ةيـنـيـمـألـا صامـألـا قباطي ينيـمـألـل سـلـسـتـىـلـع يوتـحـي فـلـتـؤـم يـجـامـدـنـا نيـتـورـب
ردصم ال	بنرأ
ةئـفـالـ	ةلـسننل ددعت ماضم ماسـجـا
تاقـيـطـالـ	WB, ELISA
لدابتـالـ لعافتـالـ	ذرج ،رأف ،يرشب
زمر SWISS	Q16832
نيـتـورـبـالـ نـزـو	نوتلاد وليـك 97
نـحـشـالـ	جـلـثـسـيـك