

Anti-Ddx17 J- Wb, Ihc-P, Elisa - Q92841

رخصن عل مقرر: CM0011944



مقدم

م DDX17 دض بنرألل ةلېسنل ي دأحأ داضم
لعافت عم WB, IHC-P, ELISA ل- هنم ققحتل
فدهتسي. ذرل او، رألل، ناسنإل ف بلصت
ف كراشمال RNA DDX17 (Q92841) نوزلح
ميطنتو pre-mRNA ل- ليدبل ليصوتل
خسنل.

ديزمال فرع

لماعمال	ةمقلا
جتنمالمسا	DDX17 Rabbit mAb
راعستمس/اتاطحال	P72; RH70; DDX17
عاونال	ناسنإل
نجنال فرع	10521
نجنال فرع	10521
دضتسمال	DDX17 يرشب 100-200 مةنيمالاضامحال عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتال داغم يجامدن ني تورب (Q92841)
ردصمال	بنرأ
ةفلا	ةلېسنل ي دأحأ داضم
قبطتال	WB, IHC-P, ELISA
بلصتال لعافتال	ذرل او، رألل، ناسنإل
SWISS	Q92841
نيتوربال نزو	80kDa
نحشال	جلت سيك