


Anti-Ddx3 Polymab® J.J. Wb، ب ن ر أ ل ي س ن ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
If/lcc، Ip، Elisa - 000571

CM0006865: رصنعلا مقر



ةمدقم

دخول اليلاع بنرأ ليسان يداحأ داضم مسج
مت DDX3 (ATP-dependent RNA helicase DDX3X)
WB، IF/ICC، IP،
خسنللا ثاحبأل يلاثم. درجلو رأفلو اناسنإل
ةيرطفلا ةعانملو ةمجرتللو.

ديزمل فرعا

معلومات	الاسم
جنت مالا مساحات	DDX3 Rabbit PolymAb®
مراجعته / اسم المنتج / الشركة	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB
المورد	إنسان
نوع العينة	1654
الخصائص / الاستخدامات	(NP_001347.3) يرش بـ DDX3 من 200 إلى 100 نانومتر في خلايا متوسطة قفاوية ينعكس في نتائج
ردص	بنر
الفئة	هذه السلسلة الداخلية الخاصة بالمنتجات
التقنيات	WB, IF/ICC, IP, ELISA
الدلائل / الملاحظات	ذرة ، راف ، إنسان
SWISS	O00571
نوتدوربل نوزو	نوتداد وليك 73
الحالة	جلت سيك