


J-Ddx5 داضم ال يبنارأل ةل يسننل يداحأل داضم ال مسجل Elisa - P17844 و Ip و IHC-P و Wb تاقى بطتلل

رصنن عل مقرر: CM0002099



ةمدقم

ةيعونل ال يلاع يبنارأل ةل يسننل يداحأل داضم مسجل نم ققحتل مت (p68 زاكيلي ه) DDX5 فدهتسي IP و IF/ICC و IHC-P و WB تاقى بطتلل هتيجال ص نارئفل او ناسنل عم عطاقتم لعافت عم ELISA و صيخشتل تاصوف ريوطتل يلاثم . ناذرل او يخننل ميظنتل ثاحبأو (IVD) ربتخمل ي ف ي. قاقشنال طبرل او

ديزملل فرع

هم لعل	هم يقل
ج نم ل مسا	J-DDX5 ل يبنارأل ةل يسننل يداحأل داضم ال مسجل
ةل يدب ءامسأ/تاطحال م	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
عونل	ناسنل
م (ناسنل) ل فرع م	1655
ن ل فرع م	1655
يغانم ل دصتسم ل	يغانطصا دي تبب
ردصم ل	بنرأ
ةل	ةل يسننل ةيداحأل داضم ال ماسجل
تاقى بطتلل	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
عطاقتم ل لعافت ل	درج ، رأف ، ناسنل
SWISS	P17844
ن تي و ربل نزو	نوتلاد وليك 69
ن شلل ةقيرط	جلت سيك